


SSCW®-S (標準タイプ)を使用したマウス筋芽細胞株C2C12の接着培養

播種濃度: 1×10^5 細胞/Φ35mm dish、D-MEM(高グルコース)(L-グルタミン、フェノールレッド、ピルビン酸ナトリウム含有) +10% ウシ胎児血清


細胞播種1日後




細胞播種5日後



C2C12シートの写真



C2C12シートの位相差顕微鏡像



SSCW®-L (接着強化タイプ)を使用したウシ頸動脈正常血管内皮細胞株BAECの接着培養

播種濃度: 1×10^5 細胞/Φ35mm dish、D-MEM(高グルコース)(L-グルタミン、フェノールレッド、ピルビン酸ナトリウム含有) +10% ウシ胎児血清


細胞播種1日後



細胞播種5日後



BAECシートの写真



BAECシートの位相差顕微鏡像



提供: 東京女子医科大学先端生命医科学研究所 中山正道講師